

Dokumentnamn Provtagningsanvisning - Histopatologiska preparat i allmänhet			Identitet STÖ-30884	Säkerhetsklass K1R1T1	
Dokumenttyp Stödjande	Dokumentkategori Rutin	Gäller för S:t Eriks Ögonsjukhus	Skapat 2010-02-26	Senast uppdaterat 2018-05-28	Sida 1 (2)
Dokumentägare Stefan Seregard		Granskare Annika Nordberg	Dokumentförfattare Annika Nordberg		


Provtagningsanvisning - Histopatologiska preparat i allmänhet

Histopatologiska laboratoriet
Tel 08-6723175
histopatologen.sankterik@sll.se

Bakgrund	Denna anvisning beskriver kortfattat hanteringen av prover som tas i samband med operation för att undersökas vid sjukhusets histopatologiska laboratorium. Anvisningen riktar sig till personal som arbetar vid operation.
Metod	Histopatologi
Provtagning	Fixerat prov. E nukleation eller px
Fixering	4% buffrad formaldehyd i rumstemperatur
Tillvägagångssätt	Burk med vid öppning. Fixeringsvätska minst 10 ggr preparatvolymen. Vid misstanke om talgkörtelcancer: En 4 mm stans eller 2 stycken 2 mm stansar tagna intill varandra som läggs i samma burk.

Viktigt att tänka på:

- Prov ska alltid åtföljas av ifylld remiss. Remissen måste vara fullständigt ifylld med patientens fullständiga personnummer, namn, provtagningsdatum, kombikod, klinik samt med remitterande läkarens namn. **Skriv tydligt!**
- Vid snabbsvar eller önskan om svar per telefon, måste "bemannat" telefonnummer anges på remissen. Ring innan och kontrollera att ansvarig patolog är i tjänst.
- Remissen ska vara ifylld med anamnes och preparatets natur. Även frågeställning/misstänkt



diagnos och tidigare behandling ska anges på därför avsedd plats.

- Prov som saknar identitetsuppgifter på burk eller remiss undersöks inte.
- Mycket små biopsier läggs med fördel på filtrerpapper.
- Anpassa burkens storlek och mängden formalin efter preparat, ex vid bulber och stora hudar.
- Om preparatet märks med sutur ska den inte knytas hårt! **Notera på remissen var suturen sitter.**
- **Prov och remiss skickas till:**
Histopatologen
S:t Eriks ögonsjukhus
Polhemsgatan 50
11282 Stockholm

Blodsmitta

Ska anges med etikett märkt "Blodsmitta" på både prov/provtagningskärl och remiss.